



温岭市影像云接口文档

(视图+Dicom Q/R)

2019 年 01 月

宁波市科技园区明天医网科技有限公司

目录

1 影像云视图.....3

2 影像云地址.....6

3 对接地址需求.....6

1 影像云视图

名称	编码	数据类型	说明
检查记录号	ExamineID	varchar(64)	必填，唯一
医保卡号	MedNo	varchar(20)	
身份证号	IdNumber	varchar(20)	
居民健康卡号	HealthCardNO	varchar(64)	
一卡通号/就诊卡号	CardNo	varchar(36)	
病历号	MedRecNo	varchar(20)	
患者编号	PatientID	varchar(64)	
患者编号分配域	PIDAssigningAuthority	varchar(64)	如果病人号是 PACS 分配则为：机构 ID.PACS。 如果是放射超声等各系统分别分配的则按照系统表示区分，机构 ID.RIS、机构 ID.UIS、机构 ID.EIS、机构 ID.PIS、机构 ID.ECG。 如果是 HIS 统一分配的，则为：机构 ID.HIS。 如果是 HIS 门诊、住院、体检分别分配的，则为：机构 ID.OutPatient、机构 ID.InPatient、机构 ID.PhysicalExam。
条形码号	BarCodeNo	varchar(64)	
门诊号	OutPatientNo	varchar(20)	
住院号	InPatientNo	varchar(20)	
病区	AreaNo	varchar(64)	
病床号	BedNo	varchar(50)	
申请单号	HisExamineId	varchar(20)	
就诊号	OrderSeries	varchar(36)	
就诊号分配域	VisitIDAssigningAuthority	varchar(64)	如果就诊号是 HIS 统一分配的，则为：机构 ID.HIS。 如果是 HIS 门诊、住院、体检分别分配的，则为：机构 ID.OutPatient、机构 ID.InPatient、机构 ID.PhysicalExam。

患者姓名	PatientName	varchar(64)	必填
性别	PatientSex	varchar(4)	男、女、未知
年龄	PatientAge	varchar(16)	
年龄单位	PatientAgeUnit	varchar(16)	岁（大于等于 365 天）， 月（大于等于 30 天）， 天
出生日期	PatientBirthday	varchar(10)	
地址	Address	varchar(150)	
职业	Professional	varchar(30)	
工作单位	Company	varchar(150)	
电话	PhoneCode	varchar(20)	
患者类型/就诊类别	PatientType	varchar(30)	急诊、门诊、住院、体检
过敏史	AllergicHistory	varchar(2000)	
患者主述	PatientDesc	varchar(2000)	
临床诊断	ClinicDiagnosis	varchar(2000)	
患者病史	MedicalRecord	varchar(2000)	
检查号	AccessionNumber	varchar(16)	必填
检查类型	ExamineType	varchar(16)	必填，对应 DICOM 标准中的 Modality
检查项目	ExamineItem	varchar(50)	
检查项目 ID	ExamineItemID	varchar(50)	
检查部位	ExamineBodyPart	varchar(255)	
检查部位代码	ExamineBodyPartACR	varchar(255)	有 ACR 代码则用 ACR 代码
检查房间	ExamineRoom	varchar(64)	
检查设备	ExamineEquipment	varchar(64)	
检查设备 ID	ExamineEquipmentID	varchar(64)	
登记人员	Register	varchar(20)	
登记人员 ID	RegisterID	varchar(20)	
登记时间	RegTime	datetime	
申请科室	ReqOffice	varchar(40)	
申请科室 ID	ReqOfficeID	varchar(20)	
申请医生	ReqDoctor	varchar(20)	
申请医生 ID	ReqDoctorID	varchar(20)	
申请时间	ReqTime	datetime	
检查时间	PerformTime	datetime	
检查技师	PerformTechnician	varchar(20)	
检查技师工号	PerformTechnicianID	varchar(20)	
检查技术	ExamineTechnology	varchar(255)	
书写时间	ReportTime	datetime	
书写医生	ReportPhysician	varchar(20)	
书写医生工号	ReportPhysicianID	varchar(20)	

审核时间	AuditTime	datetime	
审核医生	AuditDoctor	varchar(20)	
审核医生工号	AuditDoctorID	varchar(20)	
修订时间	ReviseTime	datetime	
修订医生	ReviseDoctor	varchar(20)	
修订医生工号	ReviseDoctorID	varchar(20)	
结果时间	ResultDate	datetime	用于界面显示给用户看
报告医生电话	DoctorPhone	varchar(20)	
影像所见	ImageSight	varchar(2000)	
影像印象	ImageDiagnosis	varchar(2000)	
是否阳性	IsMasculine	varchar(15)	
危急值	CriticalValue	varchar(255)	
传染病	InfectionName	varchar(255)	
备注	Annotation	varchar(2000)	
检查状态	State	varchar(10)	必须，登记完成、检查完成、书写完成、审核完成、修订完成
怀孕标志	PregnancyFlag	int	未孕，已孕，未知
隐私级别	Privacy	int	普通不保护，秘密本院可看，机密请检科室可看，绝密请检医生可看
医院编码	HospitalID	varchar(64)	必填，74580626
医院名称	HospitalName	varchar(64)	必填，温岭市第一人民医院
检查实例 UID	StudyInstanceUID	varchar(512)	检查完成之后，必须有值，多个以,分隔。可通过该值获取影像
手工申请单文件路径	OrderFilePath	varchar(256)	PDF 或 JPG 格式的文件，路径采用 http、ftp 或文件共享全路径
报告单文件路径	ReportFilePath	varchar(256)	PDF 或 JPG 格式的文件，路径采用 http、ftp 或文件共享全路径
采集时间戳	RowTimestamp	timestamp	必填，时间戳，用来判断该记录是否已经被采集过
检查系统	Sysid	varchar(10)	必填 RIS 表示放射系统、 UIS 表示超声系统、 EIS 表示内镜系统、 ECG 表示心电系统、 PIS 表示病理系统

2 影像云地址

名称	编码
前置机地址	10.100.8.219
AE Titel	jobserver
端口	104
温岭市一机构名称	温岭市第一人民医院
温岭市一机构代码	74580626

3 对接地址需求

名称	编码
数据库类型	SQL Server, Oracle
PACS 服务器名称	
端口号	
数据库服务器 IP	
数据库用户名	
数据库密码	
医院名称	视图里需与云平台一致
医院组织机构代码	视图里需与云平台一致
DICOM 服务地址	
DICOM 服务端口	
DICOM 服务标识	
影像压缩方式	选择其中一种：1、不压缩（原图），2、有损压缩，3、无损压缩
影像获取方式	C-GET 或 C-MOVE